

客観的に

新スタンダード

自律神経の状態を 評価

自律神経バランス分析

TAS9 VIEW タスナインビュー

自律神経の変化

- ・効果確認 及び 可視化
- ・経過観察 など

「TAS9VIEW」は脈拍一拍ごとの変動を分析することにより、自律神経の活動レベル・バランス疲労度などを客観・定量的評価ができます。


交感・副交感神経
のバランス

肉体的疲労度

交感・副交感神経 活性レベル

自律神経活動
レベル

自律神経活動を 4 つのパターンで分類！



ここが理想！

自律神経の状態は
「交感・副交感神経」の
活性レベルとバランスで決まる！

TAS9VIEW では
自律神経の現状を把握でき
心理状態を可視化！
カウンセリングにも最適です！

臨床にも研究にも
活用しやすい機能搭載！



測定イメージ

- ・1台で2つの分析
(血管老化度・自律神経)
- ・簡単操作 簡単測定
- ・本体のみで測定可能
- ・わかりやすいレポート
- ・充実したデータベース

医療機関
研究機関
最多の実績

お問合せは

詳しくはHPで…

YKCC Youthfulness
Kindness
Collaboration

株式会社YKCC

東京都千代田区五番町12-4 4F

TEL:03-3239-8431 mail@ykcgroup.com

www.ykcgroup.com

見えない

定量分析

見える化

気づく

行動変容

健康へ

「予防医学を通して人と社会の健康に貢献します」という理念の基に
人や社会の健康に役立つ商品を企画・開発しております